

## PROVIDEAN VIRATEC PC®

Vacuna contra Parvovirus y Coronavirus de los Caninos

REG. SAGARPA B-2083-027

### USO VETERINARIO

#### FÓRMULA:

Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuado (DICC 50%/dosis): Parvovirus canino ( $\geq 10^{6,50}$ ) y virus inactivado de Coronavirus ( $\geq 10^5$ ). Diluyente esteril c.s.p 1 mL.

#### INDICACIONES:

Se recomienda la vacunación de perros en buen estado de salud general, con correcto desarrollo nutricional, desparasitados, sin estado febril y fuera de cuadros de estrés por condiciones adversas del entorno.

**Primovacunación:** En cachorros a partir de las 6 semanas de vida aplicar un programa de vacunación de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 semanas en cada una de ellas. Es aconsejable haber terminado el programa de vacunación antes de las 12 semanas de vida para inducir el periodo de ventana de exposición de los cachorros durante su fase de sociabilización.

**Revacunación:** Aplicar una dosis de refuerzo todos los años.

#### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Caninos: 1 mL.

Mediante aguja y jeringa estéril, extraer asépticamente la fracción diluyente y reconstituir la fracción liofilizada. Agitar hasta obtener una solución homogénea. Administrar 1 mL en forma intramuscular o subcutánea.

#### ADVERTENCIAS:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar.



Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. Evitar la vacunación de hembras gestantes. Todas las vacunas pueden provocar reacciones de tipo anafilácticas, en tal caso aplicar corticoesteroide.

#### PRESENTACIONES:

10 frascos 1 dosis liofilizada cada uno.  
10 frascos con diluyente.

#### CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

#### Hecho en Argentina por:

Tecnovax S.A, Luis Viale 2835 (C1416DNU)  
Ciudad Autónoma de Bs. As, Argentina.

SENASA: Certificado N° 06-147. Est. Elaborador  
N° 8520.

Tel./Fax: (+54) (11) 4585-9695 /4899-0568.

www.tecnovax.com

D.T (Director Científico): Dra. Marcela Iglesias  
M.P 7140.